






AGELOC® GALVANIC SPA™ Guida rapida

Mostra il tuo aspetto giovanile con benefici visibili per pelle e capelli in appena 5 minuti (o meno!).

ageLOC Galvanic Spa è un dispositivo di cura personale che usa la corrente galvanica per migliorare visibilmente l'aspetto di pelle e capelli.

Usa la tabella di seguito per selezionare correttamente il conduttore e i prodotti per la tua applicazione galvanica.

BENEFICI DEL PRODOTTO		CONDUTTORE	NUMERO APPLICAZIONE	USO	
<p>Galvanic Spa Facial Gels with ageLOC</p> <p>Agiscono sulle cause dei segni visibili dell'invecchiamento cutaneo rivitalizzando e rinfrescando la pelle.</p>		<p>ageLOC Face Conductor</p> 	<p>Pre-Treat Gel</p> 	<p>Treatment Gel</p> 	<p>Ogni applicazione in due fasi richiederà 5 minuti.</p> <p>Da usare 2-3 volte a settimana.</p>
<p>Tru Face® Line Corrector</p> <p>Usa questo trattamento la mattina e la sera per attenuare l'aspetto di rughe e linee sottili intorno a occhi e bocca, e sulla fronte.</p>		<p>Focus Area Conductor</p> 		<p>Sessione di 5 minuti.</p> <p>Contorno occhi: 1-2 minuti.</p> <p>Aree più grandi: 3-5 minuti.</p> <p>Da usare due volte al giorno, mattina e sera.</p>	
<p>ageLOC Body Shaping Gel</p> <p>Rassoda e liscia visibilmente la pelle su braccia, cosce, addome e natiche.</p>		<p>Body Conductor</p> 		<p>Ogni area di applicazione: 5 minuti.</p> <p>Da usare tre volte a settimana.</p>	
<p>ageLOC Nutriol® Intensive Scalp & Hair Serum</p> <p>Rafforza i capelli sottili e spenti, nutre e rivitalizza il cuoio capelluto.</p>		<p>Scalp Conductor</p> 		<p>Sessione di 2 minuti.</p> <p>Da usare due volte al giorno, mattina e sera.</p>	

*Si consiglia ai nuovi utenti di testare prima il prodotto su una piccola parte di pelle. Usare esclusivamente seguendo le istruzioni. Puoi inoltre trovare i Codici di compatibilità di trattamento sul retro di ogni prodotto compatibile.

NOTA: questa guida non ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie a usare il dispositivo o eseguire un'applicazione. Leggere attentamente il manuale utente nella sua interezza prima di usare il dispositivo ageLOC Galvanic Spa o i prodotti associati. Consultare il medico prima di usare il dispositivo ageLOC Galvanic Spa se si ha una pelle molto sensibile, in caso di disturbi cutanei, in gravidanza, se si ha un pacemaker, se si soffre di epilessia, se si indossa un apparecchio metallico per i denti o se si ha un impianto metallico. **NON** usare su irritazioni, capillari rotti, aree infiammate o ferite aperte. **NON** usare oltre i tempi raccomandati o le frequenze elencate sopra. Questo dispositivo cosmetico potrebbe non essere adatto a tutti gli utenti o tutti i tipi di pelle. Se si verificano reazioni, interrompere immediatamente l'uso.